

**TP 07**

## APPAREIL DE DRAINAGE VEINO-LYMPHATIQUE

<b>Dispositif médical</b>	classe IIA	annexe IX règle 9 93/42 CEE
<b>Instrument médical</b>	classe II	Annexe I règle 9(1) DORS/98-282
<b>Medical Device</b>	class II	21 CFR part 870 § 870.5800



### ***SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES***

**Poids :** 21.5 kg / 6.15 kg (appareil seul)

**Dimensions :** 38\*42\*160 cm  
38\*43\*17 cm (appareil seul)

**Pression :** Réglable: 20 – 200 mB (15-150 mmHg)

**Pression atmosphérique :** 70kPa à 106kPa

**Degré d'hygrométrie de fonctionnement :** 30% à 80%

**Pression atmosphérique de stockage :** 70kPa à 106kPa

**IEC 60601-1 # RIEC0700**

Appareil de classe I Type B

IP20

**Puissance :** 30 W

**Tension / Fréquence :** 230 V / 50 Hz

**Intensité sonore :** 50 dB < I < 54 dB

**Température de fonctionnement :** +0°C +40°C

**Température de stockage :** -5°C +45°C

**Degré d'hygrométrie de stockage :** 30% à 80%

### ***Mode de régulation de la pression :***

↪ Double Gradient de Pression Automatique (D.G.P.A. – Brevet International)

### ***Choix des programmes :***

↪ 37 programmes préétablis + 10 programmes personnalisables

### ***Gonflage des éléments:***

↪ 2 rangées de 7 sorties permettent le gonflage de 1 ou 2 éléments simultanément.

### ***Matériaux des éléments :***

Extérieur : Nylon / Intérieur : Polyuréthane  
Fermeture : éléments thermo-soudés

### ***Identification des éléments:***


Manchons de 7 chambres (compartiments)  
Bottes de 7 chambres  
Hanchières de 7 chambres

### ***Raccordement :***


Éléments / tubes : permanents pour éviter toute fuite d'air  
Pompe / tubes : avec numérotation des connecteurs

### ***Confort d'utilisation :***

Grace à sa conception avancée, le TP07 est très silencieux



## ARBORESCENCE DES MENUS



## INDICATIONS

- Œdèmes des membres : Lymphœdème - Phlébœdème
- Problèmes circulatoires
- Jambes lourdes
- Prévention de la thrombose – séquelles de phlébite
- Récupération post-chirurgicale
- Remodelage corporel

## CONTRE INDICATIONS

- Thrombose veineuse en phase aiguë- Etat inflammatoire ou infectieux du membre à traiter- Décompensation cardiaque

## ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Dimensions	
M7PGM	Manchon (grand modèle)	Ø 58 cm * 77 cm	
M7PSM	Manchon (sur mesure)	Ø X cm * X cm	
B7PGM	Botte (grand modèle)	Ø 80 cm * 92 cm	
B7PSM	Botte (sur mesure)	Ø X cm * X cm	
H7P	Hanchière	Ø 80 cm * 106 cm	
H7PSM	Hanchière (sur mesure)	Ø X cm * X cm	
SPK	Ceinture abdominale	L: 56 cm * l: 37 cm	
SPKSM	Ceinture abdominale (sur mesure)	L: X cm * l: X cm	
GHB	Gaines d'hygiène (lot de 100 u)	40 x 120 cm	
GHB1000	Gaines d'hygiène (lot de 1000 u)	40 x 120 cm	
PU02	Pupitre TP07	50 x 45 x 160 cm	
PU04	Potence pour accessoires Presso. Professionnelle	H: 60 cm	
PU05	Guéridon standard sans tiroir	69 x P 41 x H 79 cm	
PU06	Guéridon standard avec tiroir	69 x P 41 x H 79 cm	

